

## Superslip®

Anatomisch geformter Inkontinenzslip mit flexiblen Bündchen /  
Anatomically shaped incontinence slip with flexible leg holes



### Technische Information / technical information

| REF  | Größe /<br>Size      | Farbe / colour                    | Hüftumfang /<br>Hip circumference | Saugleistung /<br>absorbing capacity | Verpackung / Packaging                                                                    | PZN      |
|------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2431 | Classic -<br>Medium  | Weiß / blau<br>White / blue       | Ca. 80 – 115 cm                   | Ca. 1900 ml                          | 20 Stück pro Packung; 4 Packung pro Karton /<br>20 pc per package.; 4 packages per carton | 07757522 |
| 2432 | Classic -<br>Large   | Weiß / grün<br>White / green      | Ca. 115 – 150 cm                  | Ca. 2100 ml                          | 20 Stück pro Packung; 4 Packung pro Karton /<br>20 pc per package.; 4 packages per carton | 07757551 |
| 2406 | Comfort -<br>Small   | Weiß /<br>white                   | Ca. 50 – 80 cm                    | Ca. 1800 ml                          | 15 Stück pro Packung; 6 Packung pro Karton /<br>15 pc per package.; 6 packages per carton | 07757485 |
| 2407 | Comfort –<br>Medium  | Weiß / blau<br>White / blue       | Ca. 80 – 115 cm                   | Ca. 2450 ml                          | 15 Stück pro Packung; 8 Packung pro Karton /<br>15 pc per package.; 8 packages per carton | 07757580 |
| 2408 | Comfort –<br>Large   | Weiß / grün<br>White / green      | Ca. 115 – 150 cm                  | Ca. 2600 ml                          | 15 Stück pro Packung; 6 Packung pro Karton /<br>15 pc per package.; 6 packages per carton | 07757605 |
| 2414 | Comfort –<br>X-Large | Weiß / violett<br>White / violett | > 150 cm                          | Ca. 2700 ml                          | 15 Stück pro Packung; 4 Packung pro Karton /<br>15 pc per package.; 4 packages per carton | 07757634 |
| 2436 | Extra –<br>Large     | Weiß / grün<br>White / green      | Ca. 115 – 150 cm                  | Ca. 3000 ml                          | 15 Stück pro Packung; 4 Packung pro Karton /<br>15 pc per package.; 4 packages per carton | 09747019 |
| 2403 | Super –<br>Medium    | Weiß / blau<br>White / blue       | Ca. 80 – 115 cm                   | Ca. 3000 ml                          | 15 Stück pro Packung; 4 Packung pro Karton /<br>15 pc per package.; 4 packages per carton | 09754143 |
| 2404 | Super -<br>Large     | Weiß / grün<br>White / green      | Ca. 115 – 150 cm                  | Ca. 3200 ml                          | 15 Stück pro Packung; 4 Packung pro Karton /<br>15 pc per package.; 4 packages per carton | 00351917 |

### Allgemeine Information / General information

**Produkt Beschreibung /  
Product description** Bei schwerer Harn- sowie Stuhlinkontinenz und hochgradig pflegebedürftigen Personen mit begrenzter Mobilität, unsteril, nur für den Einmalgebrauch /  
For severe urinary and fecal incontinence and persons in need of high care with limited mobility, non-sterile, for single use only

**Inhaltsstoffe /  
Ingredients** Zellulose, Natriumpolyacrylat, Polypropylen, Polyethylen, Schmelzkleber /  
Cellulose, sodium polyacrylate, polypropylene, polyethylene, hot melt adhesive

**Haltbarkeit /  
Shelf life** 5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen /  
5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

---

**Regulatorische Information / regulatory information**

---

|                                               |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie /<br>Category                       | Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 /<br>Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745 |
| Code nach UMDNS /<br>UMDNS Code               | 12-111 Inkontinenz-Hosenwindel /<br>12-111 Incontinence pants                                                            |
| Normen /<br>Standards                         | ISO 11948-1                                                                                                              |
| Qualitätszertifikat /<br>Quality Certificates | EN ISO 13485:2016                                                                                                        |

---

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).